

Abflo 488 Lapin Anti-Souris Cd4 Anticorps Monoclonaux Pour Cytométrie En Flux - P06332

Numéro d'article: CM0005612

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD4 de souris, conjugué à l'Abflo 488, spécialement conçu pour la cytométrie en flux. Reconnaît le CD4 de souris (51 kDa), un marqueur des cellules T auxiliaires. Convient pour la recherche en immunologie et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD4 mAb
Remarques/Alias	L3T4; Ly-4
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	920
ID de Gène (Souris)	12504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-394 du CD4 de souris (NP_038516.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P06332
Poids Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace