

Lapin Anti-Souris Cd40 Anticorps Monoclonal Pour Fc - P27512

Numéro d'article: CM0006179

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' dirigé contre le CD40 de souris pour cytométrie en flux. Le CD40 est un récepteur pour le CD40LG, impliqué dans l'activation des cellules B et des macrophages. Validé pour des échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD40 mAb
Remarques/Alias	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	958
GeneID	21939
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-189 du CD40 de souris (NP_035741.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P27512
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace