

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd40 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P27512

Numéro d'article: CM0011792

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD40 conjugué , validé pour la cytométrie en flux. Cible le CD40 de souris (UniProt P27512), un membre de la superfamille des récepteurs du TNF impliqué dans l'activation des lymphocytes B et des macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD40 conjugué
Remarques/Alias	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	958
Identifiant du gène	21939
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-189 du CD40 de souris (NP_035741.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P27512
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace