


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd44 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P15379

Numéro d'article: CM0012292



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD44 de souris (Ly-24/Pgp-1). Conçu pour la cytométrie en flux, il reconnaît l'antigène CD44 natif de souris. Le CD44 joue un rôle essentiel dans l'adhésion cellulaire, le homing des lymphocytes et les métastases tumorales. Idéal pour la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD44 de souris
Remarques/Alias	Ly-24 ; Pgp-1 ; HERMES
Espèce	Souris
GenelD (humain)	960
GenelD	12505
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-176 du CD44 de souris (NP_033981.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15379
Poids moléculaire de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac de glace