

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd44 De Souris () Pour Cytométrie En Flux - P15379

Numéro d'article: CM0011806



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre l'antigène CD44 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Cible le récepteur de l'hyaluronate impliqué dans le homing des lymphocytes, l'adhésion cellulaire et la migration.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD44 de souris
Remarques/Alias	Ly-24 ; Pgp-1 ; HERMES
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	960
ID du gène (souris)	12505
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23 à 176 de CD44 de souris (NP_033981.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15379
Poids moléculaire	85 kDa
Expédition	Sac de glace