

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd44 De Souris Pour If/Icc, Fc - P15379

Numéro d'article: CM0008848



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD44 de souris (Ly-24/Pgp-1/HERMES), validé pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et la cytométrie en flux (FC). Convient à l'étude de l'adhésion cellulaire, de la migration et du homing des lymphocytes dans les modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD44 de souris
Alias	Ly-24 ; Pgp-1 ; HERMES
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	960
ID du gène	12505
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23 à 176 du CD44 de souris (NP_033981.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15379
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac de glace