

Lapin Anti-Souris Cd45 Mab - P06800

Numéro d'article: CM0008979

Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Souris CD45 pour cytométrie en flux. Spécifique du CD45 de souris, validé pour FC, avec un poids protéique de 130/140/144 kDa. Idéal pour l'identification des cellules immunitaires et la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD45 mAb
Remarques/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	5788
GeneID (Souris)	19264
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-566 du CD45 de souris (NP_001104786.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids de la protéine	130kDa/140kDa/144kDa
Expédition	Sac de glace