

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd45 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P06800

Numéro d'article: CM0012038

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD45 de souris (antigène leucocytaire commun). Conçu pour la cytométrie en flux, il réagit spécifiquement avec les échantillons de souris. Idéal pour le profilage des cellules immunitaires et la recherche sur l'activation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD45 de souris
Remarques/Alias	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espèce	Souris
GeneID (humain)	5788
GeneID	19264
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 566 du CD45 de souris (NP_001104786.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids de la protéine	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Expédition	Sac réfrigérant