

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd45 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P06800

Numéro d'article: CM0011125

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indolécarybène dirigé contre le CD45 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît des isoformes de 130 à 144 kDa. Idéal pour le profilage des cellules immunitaires et l'étude de la signalisation des phosphatases de la tyrosine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD45 de souris
Remarques/Alias	loc ; B220 ; Cd45 ; L-CA ; Ly-5 ; T200 ; CD45R ; Lyt-4
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	5788
ID du gène	19264
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-566 du CD45 de souris (NP_001104786.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids de la protéine	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Expédition	Sac réfrigérant