

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd45 Pour If/Icc Et Fc - P06800

Numéro d'article: CM0008735

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre la souris CD45 (PTPRC), validé pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et la cytométrie en flux (FC). Détecte l'antigène commun des leucocytes (L-CA) dans les échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal Lapin anti-Souris CD45
Remarques/Alias	loc ; B220 ; Cd45 ; L-CA ; Ly-5 ; T200 ; CD45R ; Lyt-4
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	5788
GeneID	19264
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-566 de la souris CD45 (NP_001104786.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids moléculaire de la protéine	130kDa/140kDa/144kDa
Expédition	Sac de glace