

Lapin Anti-Souris Cd45 Anticorps Monoclonal Pour If/Icc, Fc - P06800

Numéro d'article: CM0008853

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD45 de souris (PTPRC). Validé pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Idéal pour l'identification des leucocytes et les études d'activation des cellules T dans des échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD45 mAb
Remarques/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	5788
ID de gène	19264
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-566 du CD45 de souris (NP_001104786.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids de la protéine	144kDa
Expédition	Sac de glace