

Mab Lapin Anti-Cd45.1 De Souris - P06800

Numéro d'article: CM0005600

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD45.1 de souris (P06800). Validé pour la cytométrie en flux, cet anticorps permet la détection sensible des populations de leucocytes dans les modèles murins. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche sur les lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-CD45.1 de souris
Remarques / Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	5788
ID du gène	19264
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 311 et 410 du CD45.1 de souris (NP_001104786.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids de la protéine	130kDa/140kDa/144kDa
Expédition	Sachet de glace