

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd45.1 Pour Fc - P06800

Numéro d'article: CM0007728

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine CD45.1 de souris, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'immunophénotypage, les études d'activation des lymphocytes T et la distinction des allotypes CD45 dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anti-CD45.1 de souris mAb lapin
Remarques / Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	5788
GeneID	19264
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids de la protéine	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Expédition	Sac de glace