

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd45.1 Pour Cytométrie En Flux - P06800

Numéro d'article: CM0011834

Introduction

Anticorps monoclonal conjugué de haute qualité, lapin anti-souris CD45.1 pour cytométrie en flux, ciblant l'antigène commun des leucocytes. Validé sur échantillons murins, adapté aux études d'immunophénotypage et d'activation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Souris CD45.1
Remarques / Alias	loc, B220, Cd45, L-CA, Ly-5, T200, CD45R, Lyt-4
Espèce	Souris
Identifiant de gène (Humain)	5788
Identifiant de gène	19264
Immunogène	Peptide synthétique, peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 311 et 410 de la protéine CD45.1 de souris (NP_001104786.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids protéique	130kDa/140kDa/144kDa
Expédition	Sac de glace