

Mab Lapin Anti-Souris Cd47 Pour Fc - Q61735

Numéro d'article: CM0005370

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD47 (IAP) de souris pour cytométrie en flux. Couvre le domaine extracellulaire (aa 19-135) ; adapté aux études en immunologie, sur les cellules souches et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD47
Remarques / Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Espèce	Souris
GenelD (humain)	961
GenelD	16423
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-135 du CD47 de souris (NP_034711.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61735
Poids de la protéine	33KDa/35KDa
Expédition	Sac de glace