

Mab Lapin Anti-Souris Cd47 Pour Cytométrie En Flux - Q61735

Numéro d'article: CM0009440

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué anti-CD47 (IAP) de souris, haute spécificité. Immunogène recombinant (aa 19-135). Réagit spécifiquement avec le CD47 de souris. Conçu pour la cytométrie en flux (CF) dans la recherche en immunologie et immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-souris CD47
Remarques / Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Espèce	Souris
GeneID (humain)	961
GeneID	16423
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-135 du CD47 de souris (NP_034711.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61735
Poids de la protéine	33KDa/35KDa
Expédition	Sac de glace