

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd47 De Souris Conjugué Pour Cytométrie En Flux - Q61735

Numéro d'article: CM0008483

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué contre le CD47 de souris (IAP) pour la cytométrie en flux. Reconnaît le domaine extracellulaire (aa 19-135). Idéal pour les études immunitaires et d'adhésion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD47 de souris
Remarques/Alias	IAP ; Itgp ; 9130415E20Rik ; B430305P08Rik
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	961
Identifiant du gène	16423
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-135 du CD47 de souris (NP_034711.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61735
Poids moléculaire de la protéine	33KDa/35KDa
Expédition	Sac de glace