

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd48 Pour Fc - P18181

Numéro d'article: CM0008000



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD48 (SLAMF2/BCM1) de souris, destiné à la cytométrie en flux. Validé pour la réactivité chez la souris ; poids de la protéine cible de 27 kDa. Convient aux études d'immunologie des lymphocytes T et des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb Lapin anti-Souris CD48
Remarques / Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	962
GeneID	12506
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-216 du CD48 de souris (NP_031675.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18181
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace