

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd48 Pour Fc - P18181

Numéro d'article: CM0009563



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris CD48 pour cytométrie en flux (FC). Réagit avec le CD48 de souris, un récepteur de la famille SLAM ancré par GPI régulant la signalisation des cellules T et NK. Idéal pour l'immunophénotypage et les études sur la fonction des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD48 mAb
Remarques/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	962
ID de gène	12506
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-216 du CD48 de souris (NP_031675.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18181
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace