

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd48 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P18181

Numéro d'article: CM0010765



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre CD48 de souris (SLAMF2) pour la cytométrie en flux. Validé pour la détection de CD48 sur les cellules immunitaires de souris ; adapté à la recherche sur la signalisation des cellules T et NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD48 de souris
Remarques/Alias	BCM1 ; BLAST ; Bcm-1 ; BLAST1 ; SLAMF2 ; Sgp-60 ; BLAST-1 ; MEM-102
Espèce	Souris
GenelD (humain)	962
GenelD	12506
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23 à 216 de CD48 de souris (NP_031675.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18181
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace