

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd48 De Souris Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P18181

Numéro d'article: CM0011891



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD48 de souris (SLAMF2), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier l'activation et la signalisation des cellules immunitaires dans les lymphocytes T et NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD48 de souris
Remarques/Alias	BCM1 ; BLAST ; Bcm-1 ; BLAST1 ; SLAMF2 ; Sgp-60 ; BLAST-1 ; MEM-102
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	962
GeneID	12506
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-216 du CD48 de souris (NP_031675.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18181
Poids moléculaire protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace