

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd48 De Souris Pour Fc - P18181

Numéro d'article: CM0007875



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD48 de souris pour la cytométrie en flux (FC). Immunogène : domaine extracellulaire recombinant du CD48 de souris (aa 23-216). CD48, un récepteur de la famille SLAM ancré par GPI, intervient dans l'activation des cellules immunitaires et la cytotoxicité des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD48 de souris
Remarques/alias	BCM1 ; BLAST ; Bcm-1 ; BLAST1 ; SLAMF2 ; Sgp-60 ; BLAST-1 ; MEM-102
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	962
ID du gène	12506
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-216 du CD48 de souris (NP_031675.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18181
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace