

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd48 Pour Cytométrie En Flux - P18181

Numéro d'article: CM0005034



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué ciblant le CD48 de souris (SLAMF2). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour la recherche en immunologie impliquant des études sur l'activation des cellules T et NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD48 mAb
Remarques/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Espèce	Souris
GeneID (humain)	962
GeneID	12506
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-216 du CD48 de souris (NP_031675.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18181
Poids moléculaire de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace