

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd5 De Souris Pour Fc - P13379

Numéro d'article: CM0012316

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD5 (Ly-1) de souris pour la cytométrie en flux. Détecte le CD5 de souris, un marqueur des cellules T et des cellules B1a. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche sur les lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD5 de souris
Remarques/Alias	Ly-1 ; Ly-A ; Ly-12 ; Lyt-1
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	921
ID du gène	12507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25 à 371 du CD5 de souris (NP_031676.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P13379
Poids moléculaire	54 kDa
Expédition	Sac de glace