

Lapin Anti-Souris Cd5 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P13379

Numéro d'article: CM0009190

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'icibant la CD5 de souris (Ly-1). Validé pour la cytométrie en flux, détecte un marqueur de cellules T et B1a de 54 kDa. Convient pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD5 mAb
Remarques/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	921
GenelD	12507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-371 de la CD5 de souris (NP_031676.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P13379
Poids moléculaire	54kDa
Expédition	Sac de glace