

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd5 Pour Cytométrie En Flux - P13379

Numéro d'article: CM0010486

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD5 (Ly-1) de souris. Validé pour la cytométrie en flux, il est idéal pour l'immunophénotypage des lymphocytes T et des cellules B1a et pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD5
Remarques / Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Homme)	921
Identifiant du gène	12507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-371 du CD5 de souris (NP_031676.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P13379
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace