

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd5 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P13379

Numéro d'article: CM0009104

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD5 de souris validé pour la cytométrie en flux (FC) sur des échantillons de souris. Cible la glycoprotéine de surface des lymphocytes T CD5 (Ly-1). Idéal pour les recherches en immunologie sur la signalisation et l'homéostasie des lymphocytes T/B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD5 de souris
Remarques/Alias	Ly-1 ; Ly-A ; Ly-12 ; Lyt-1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	921
GeneID	12507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-371 de CD5 de souris (NP_031676.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P13379
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Poche de glace