

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd50/Icam-3 Conjugué Pour Fc - Q60625

Numéro d'article: CM0009212

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD50/ICAM-3 de souris (ICAM-5/Télectaline) pour applications en cytométrie en flux. Validé sur souris, cet anticorps de 97 kDa permet la détection directe de la molécule d'adhésion intercellulaire 5.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD50/ICAM-3 conjugué
Remarques/Alias	TLN ; CD50 ; Tlcn ; Icam3 ; ICAM-3 ; ICAM-5
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	7087
Identifiant du gène	15898
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-227 du CD50/ICAM-3 de souris (NP_032345.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60625
Poids moléculaire de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace