

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd56/Ncam De Souris Pour Fc - P13595

Numéro d'article: CM0009630



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin conjugué à reconnaît spécifiquement le CD56/NCAM de souris, ce qui en fait un outil idéal pour l'analyse par cytométrie en flux de l'expression de la molécule d'adhésion des cellules neurales. Il détecte plusieurs isoformes de poids moléculaires de 67, 80, 93 et 119 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD56/NCAM de souris
Remarques/Alias	CD56 ; Ncam ; E-NCAM ; NCAM-1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	4684
GeneID	17967
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 711 du CD56 de souris (NP_001106675.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P13595
Poids de la protéine	67 kDa/80 kDa/93 kDa/119 kDa
Expédition	Sac de glace