

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd59A Pour Fc - O55186

Numéro d'article: CM0011951

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD59a de souris pour la cytométrie en flux. Détecte un inhibiteur du complexe d'attaque membranaire (MAC) ancré au GPI de 14 kDa ; réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le complément et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD59a
Remarques / Alias	Cd59 ; MACIF ; MAC-IP
Espèce	Souris
GeneID	12509 (souris)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-96 de la protéine CD59a de souris (NP_031678.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O55186
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace