

Lapin Anti-Souris Cd6 Anticorps Monoclonal Pour Fc - Q61003

Numéro d'article: CM0011111

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris CD6 conjugué à l'ABflo 647, validé pour la cytométrie en flux (FC) sur des échantillons de souris. Cible l'antigène de différenciation des cellules T CD6, impliqué dans l'activation des cellules T et la réponse immunitaire. Convient pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD6 mAb
Remarques/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
Espèce	Souris
GenelD (humain)	923
GenelD	12511
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-155 de la CD6 de souris (NP_033982.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61003
Poids de la protéine	64kDa/68kDa/72kDa
Expédition	Sac de glace