

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd6 Pour Cytométrie En Flux - Q61003

Numéro d'article: CM0009984

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD6 de souris pour cytométrie en flux. Immunogène recombinant (aa 20-155). Utile pour l'étude de la costimulation des lymphocytes T, de la maturation de la synapse immunologique et de la reconnaissance des motifs bactériens. - Q61003

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD6
Remarques / Alias	Eukaryota ; Metazoa ; Chordata ; Craniata ; Vertebrata ; Euteleostomi ; Mammalia ; Eutheria ; Euarchontoglires ; Glires ; Rodentia ; Myomorpha ; Muroidea ; Muridae ; Murinae ; Mus ; Mus
Espèce	Souris
GeneID (humain)	923
GeneID	12511
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-155 du CD6 de souris (NP_033982.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61003
Poids de la protéine	64 kDa / 68 kDa / 72 kDa
Expédition	Sac de glace