

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd62L De Souris Pour Cytométrie En Flux - P18337

Numéro d'article: CM0012303

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le CD62L de souris (L-sélectine), conjugué à . Validé pour la cytométrie en flux, il convient à l'étude de l'adhésion des leucocytes et de la domiciliation des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD62L de souris
Remarques/Alias	Lnhr ; CD62L ; LAM-1 ; Ly-22 ; Lyam1 ; LECAM1 ; Ly-m22 ; Lyam-1 ; LECAM-1 ; L-sélectine
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	6402
ID du gène	20343
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39 à 332 du CD62L de souris (NP_035476.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18337
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace