

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd62L Pour La Cytométrie En Flux - P18337

Numéro d'article: CM0008867

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD62L (L-sélectine) de haute qualité, validé pour la cytométrie en flux. Adapté aux études de homing lymphocytaire, d'adhésion leucocytaire et de trafic des cellules immunitaires. Immunogène recombinant ; reconnaît la souris CD62L ; cible 42 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD62L
Remarques/Alias	Lnhp; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-sélectine
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6402
GeneID	20343
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18337
Poids moléculaire	42 kDa
Expédition	Sac de glace