

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd66A/Ceacam1 Pour Fc - P31809

Numéro d'article: CM0004730



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant CD66a/CEACAM1 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Facilite les études d'immunophénotypage, de points de contrôle immunitaires et d'interactions hôte-pathogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD66a/CEACAM1
Remarques/Alias	Bgp, Cc1, Hv2, Bgp1, Cea1, Cea7, Hv-2, MHVR, bb-1, C-CAM, CD66a, Cea-1, Cea-7, MHVR1, Mhv-1, mCEA1, mmCGM1, mmCGM2, mmCGM1a
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	634
GeneID	26365
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-428 de CD66a/CEACAM1a de souris (NP_001034274.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P31809
Poids de la protéine	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace