

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd66A/Ceacam1 Conjugué Abflo 647 Pour Cytométrie En Flux - P31809

Numéro d'article: CM0010699



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre CD66a/CEACAM1 de souris, directement conjugué à l'ABflo 647. Validé pour la cytométrie en flux sur échantillons de souris. Ciblant un point de contrôle immunitaire et un récepteur viral, il est idéal pour la recherche en immunologie et en maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD66a/CEACAM1
Remarques / Alias	Bgp, Cc1, Hv2, Bgp1, Cea1, Cea7, Hv-2, MHVR, bb-1, C-CAM, CD66a, Cea-1, Cea-7, MHVR1, Mhv-1, mCEA1, mmCGM1, mmCGM2, mmCGM1a
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	634
GeneID (Souris)	26365
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-428 de CD66a/CEACAM1a de souris (NP_001034274.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P31809
Poids de la protéine	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace