

Anticorps De Lapin Anti-Cd68 De Souris Mab Pour If/Icc Et Fc - P31996

Numéro d'article: CM0012365

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant CD68 de souris (macrosialine) pour les applications IF/ICC et FC. Reconnaît une protéine membranaire lysosomale/endosomale exprimée dans les macrophages et les cellules dendritiques. - P31996.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps de lapin anti-CD68 de souris mAb
Remarques/Alias	Lamp4 ; gp110 ; Scard1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	968
GeneID	12514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21 à 291 de CD68 de souris (NP_001277987.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P31996
Poids moléculaire	34 kDa
Expédition	Sac de glace