

Lapin Anti-Souris Cd68 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P31996

Numéro d'article: CM0012623

Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Souris CD68 validé pour la cytométrie en flux intracellulaire sur des échantillons de souris. Cible le marqueur de macrophage CD68 (P31996). Idéal pour la recherche en immunologie et en inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD68 mAb
Remarques/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	968
GeneID (Souris)	12514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-291 du CD68 de souris (NP_001277987.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (Intracellulaire)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P31996
Poids moléculaire	35kDa
Expédition	Sac de glace