

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd68 De Souris Pour If/Icc, Fc - P31996

Numéro d'article: CM0011734

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité conjugué à I', ciblant la macrosialine de souris (CD68) pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Cet anticorps marqué par un fluorophore permet une détection fiable de l'expression de CD68 dans les macrophages et les cellules dendritiques, contribuant ainsi aux études immunologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD68 de souris
Remarques/Alias	Lamp4 ; gp110 ; Scard1
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	968
ID du gène	12514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-291 de la protéine CD68 de souris (NP_001277987.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P31996
Poids de la protéine	33 kDa/34 kDa
Expédition	Sac de glace