

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd68 Pour If/Icc, Fc - P31996

Numéro d'article: CM0004327

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD68 (Macrosialine, Lamp4) de souris pour immunofluorescence (IF/ICC) et cytométrie en flux. Conçu pour la détection des macrophages chez la souris. Validé pour des applications de recherche et de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD68
Remarques / Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	968
GeneID	12514
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-291 du CD68 de souris (NP_001277987.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P31996
Poids de la protéine	33KDa/34KDa
Expédition	Sac de glace