

Lapin Anti-Souris Cd68 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P31996

Numéro d'article: CM0012121

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD68 de souris (macrosialine, Lamp4, gp110). Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Réagit avec la souris. Idéal pour l'étude des activités phagocytaires des macrophages et des cellules dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD68 mAb
Remarques/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	968
GeneID	12514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-291 du CD68 de souris (NP_001277987.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P31996
Poids Protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace