

Mab De Lapin Anti-Cd69 De Souris Pour Fc - P37217

Numéro d'article: CM0004011

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD69 de souris, adapté à la cytométrie en flux (FC). Validé pour la réactivité chez la souris ; idéal pour l'étude de l'activation précoce des lymphocytes T et de l'homéostasie des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD69 de souris
Remarques / Alias	AIM ; VEA ; 5830438K24Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	969
GeneID	12515
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 64 à 199 du CD69 de souris (NP_001028294.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P37217
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sachet isotherme