

Anticorps De Lapin Anti-Cd69 De Souris, Mab Pour Cytométrie En Flux - P37217

Numéro d'article: CM0009429

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à contre le CD69 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour détecter l'antigène d'activation précoce sur les lymphocytes T, les cellules NK et autres cellules immunitaires dans des échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps de lapin anti-CD69 de souris, mAb
Remarques/alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Espèce	Souris
GeneID (humain)	969
GeneID	12515
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 64 à 199 du CD69 de souris (NP_001028294.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P37217
Poids moléculaire	22 kDa
Expédition	Sac de glace