

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd69 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P37217

Numéro d'article: CM0010542

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD69 de souris (AIM/VEA) pour applications de cytométrie en flux. Réagit avec des échantillons de souris. Idéal pour les études d'activation des lymphocytes T et d'homéostasie des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD69 conjugué
Remarques/Alias	AIM ; VEA ; 5830438K24Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	969
GeneID	12515
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P37217
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace