

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd69 Pour Fc - P37217

Numéro d'article: CM0004753

Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le CD69 de souris (AIM/VEA), validé pour la cytométrie en flux. Détecte l'antigène d'activation précoce sur les cellules T, les cellules NK et d'autres sous-ensembles de cellules immunitaires, adapté aux études en immuno-oncologie et en inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD69 mAb
Remarques/Alias	AIM ; VEA ; 5830438K24Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	969
GeneID	12515
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 64-199 du CD69 de souris (NP_001028294.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P37217
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace