

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd71 De Souris Pour Cytométrie En Flux - Q62351

Numéro d'article: CM0012774

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD71 de souris (récepteur 1 de la transferrine). Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les recherches sur le métabolisme du fer, la prolifération cellulaire et le trafic du récepteur de la transferrine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD71 de souris
Remarques/Synonymes	TR, TFR, p90, CD71, TFR1, Trfr, Mtv1, 2610028K12Rik, E430033M20Rik
Espèce	Souris
GeneID (humain)	7037
GeneID	22042
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 89 et 763 du CD71 de souris (NP_035768.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q62351
Poids moléculaire	86 kDa
Expédition	Poche de glace