


Mab Lapin Anti-Souris Cd72 Pour Fc - P21855

Numéro d'article: CM0012679



Introduction

Un anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD72 murin (Lyb-2/Ly-32), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude des fonctions des co-récepteurs du récepteur des lymphocytes B, de l'homéostasie des lymphocytes T/B régulateurs et de la différenciation des lymphocytes B dans la recherche sur la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Souris CD72
Remarques / Alias	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
Espèce cible	Souris
GeneID (Humain)	971
GeneID	12517
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 226-354 du CD72 murin (NP_031680.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P21855
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace