


Lapin Anti-Souris Cd72 Mab - P21855

Numéro d'article: CM0004116



Introduction

Lapin anti-Souris CD72 mAb pour cytométrie en flux. Reconnaît la CD72 de souris (Lyb-2, Ly-32), un antigène de différenciation des cellules B et co-récepteur du BCR. Anticorps monoclonal issu du lapin, idéal pour l'immunophénotypage des cellules B dans un contexte de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD72 mAb
Remarques/Alias	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	971
GeneID	12517
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P21855
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace