


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd72 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P21855

Numéro d'article: CM0011174



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD72 de souris pour la cytométrie en flux. Validé pour la réactivité croisée chez la souris, poids moléculaire 40kDa, adapté aux études sur le co-récepteur des cellules B et la régulation des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD72 conjugué
Remarques/Alias	CD72c ; Ly-19 ; Ly-32 ; Lyb-2 ; Ly-m19
Espèce	Souris
GenelD (humain)	971
GenelD	12517
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 226-354 du CD72 de souris (NP_031680.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P21855
Poids protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace