

Anticorps Monoclonal Anti-Cd79B De Souris Conjugué Lapin Pour La Cytométrie En Flux - P15530

Numéro d'article: CM0009453



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué contre la souris CD79b (B29/Ig-bêta) validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études de signalisation du récepteur des cellules B et le phénotypage immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-CD79b de souris Lapin
Remarques/Alias	B29 ; Ig β ; Igbeta ; Ig-bêta
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	974
GeneID	15985
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-158 de la souris CD79b (NP_032365.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15530
Poids protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace